

## LO SPECIALISTA PER LA MICROCHIRURGIA

Crea la tua posizione di seduta perfetta - con i braccioli regolabili in tre dimensioni e la seduta brevettata. La schiena dell'operatore è sempre in posizione corretta. Si mantengono sterili le mani regolando semplicemente l'altezza tramite il pedale. Componenti di alta qualità permettono una longevità superba alla **BALANCE ADVANCE**.



MODELLI

### BALANCE ADVANCE F&B\*

ART. NO.  
S3.11.13.5310  
con regolazione in altezza  
tramite l'attivazione con il  
pedale  
& un freno

### BALANCE ADVANCE F

ART. NO. S3.10.13.5310  
con regolazione in altezza  
tramite l'attivazione con il  
pedale

\*FRENO

DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED SINCE 1980 **MADE IN GERMANY**

## SEDIA CHIRURGICA

# BALANCE ADVANCE

### CARATTERISTICHE

- Braccioli regolabili in tre dimensioni
- Fissaggio stabile e senza gioco di posizione del bracciolo
- Regolazione di altezza da 520-720 mm
- Freno centrale tramite l'attivazione con il pedale
- Schienale regolabile con supporto lordosi
- Forma di seduta brevettata con angolo di seduta regolabile
- Comfort con carrello antistatico
- Qualità prodotta con materiali di alta qualità
- Design attraente

### DATI TECNICI

5 ruote in poliuretano a sfere, di cui una conduttiva	Ø 65 mm
Regolazione altezza	520 - 720 mm
Inclinazione dello schienale	+6° / -16°
Grado inclinazione del cuscino dello schienale	25°
Regolazione dell'altezza dello schienale	100 mm
Inclinazione del sedile	+5° / -8°
Dimensioni seduta (L x A x P)	460 x 60 x 420 mm
Peso	20,3 kg
Carico massimo	120 kg

### REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE



### MATERIALI DI ALTA QUALITA'



### SCHIENALE REGOLABILE

