



Descrizione del dispositivo

Gruppo idrico U 742:

Gruppo acqua mobile con selettore di posizione (valvola di aspirazione del flusso), vasca estraibile in ceramica bianca, riempibicchiere e risciacquo vasca. Predisposta per l'installazione di una sputacchiera alternativa. Separazione automatica o separatore di amalgama.

Scatola di derivazione universale:

Con interruttore centralizzato, riscaldamento dell'acqua calda, alimentazione a bassa tensione.

La configurazione BASE proposta si compone di:

- 8418 braccio standard
- 841510 elemento assistente
- 8809 sputacchiera
- 805910 Telaio per gruppo idrico U 742, grigio chiaro
- 8744 Tubo di alimentazione 2,2 m, grigio chiaro
- 805610 Tubo di alimentazione esterno, grigio chiaro

- 8710 Scatola di derivazione universale senza separazione/sterilizzazione

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

Brumaba Italia srl - Via Dei Tigli, 6 47042 Cesenatico
R. Impr. FC - C.F. e Iva 04588180408 - Tel 0547 1932205 - Fax 0547 402688-
info@brumabaitalia.it