



## Descrizione del dispositivo

Elemento dentale: U 3000 F

Stoccaggio per 2 vassoi standard. Display digitale, tutte le funzioni sono controllate e accessibili tramite il comando a pedale. Riscaldamento dell'acqua spray nel corpo del dispositivo, dispositivo spray per tutti gli azionamenti senza aspirazione, dispositivo chip blower per tutti i dispositivi a turbina e motore, 6 supporti di stoccaggio con supporti rimovibili e autoclavabili. Alimentazione luce centrale per azionamenti. Tubo di alimentazione da 2,5 m, lavaggio RKI. Scatola di derivazione universale:  
Con interruttore centralizzato, riscaldamento dell'acqua calda, alimentazione a bassa tensione.

La configurazione BASE proposta si compone di:

- 8172 Elemento dentale U 3000 F  
con scatola di derivazione universale  
separata consiste in:
  - 8389 Base dell'elemento dentale U 3000
- 860810 Supporto mobile U 3000
  - 8190 Sistema di bottiglia d'acqua pressurizzato "classico".
  - 8238 Siringa multifunzionale senza riscaldamento del fluido D
  - 8848 1. Predisposizione turbina leggera per collegamento a 4 fori
  - 8430 1. Micromotore leggero K 2 (4.000 - 40.000 giri/min)
  - 8020 comando a pedale F 9, wireless a variazione continua
  - 8710 scatola di connessione universale  
senza separazione/sterilizzazione

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

Brumaba Italia srl - Via Dei Tigli, 6 47042 Cesenatico  
R. Impr. FC - C.F. e Iva 04588180408 - Tel 0547 1932205 - Fax 0547 402688-  
info@brumabaitalia.it