

**MATERASSINO MONOUSO PER SALA OPERATORIA CON CINGHIE**  
**IN VELCRO PER TRENDELENBURG**  
**DISPOSABLE MAT FOR OPERATING ROOM WITH VELCRO BANDS**  
**FOR TRENDELENBURG**

**Descrizione**

Materassino monouso per sala operatoria dotato di cinghie in Velcro e tubolare in tessuto Spunlace, ideale per la posizione Trendelenburg. Le cinghie in Velcro consentono il fissaggio del materassino alle barre laterali dei tavoli operatori standard.

Il memory foam che costituisce il materassino si adatta perfettamente al corpo del paziente, evitando scivolamenti. Questo particolare materiale, inoltre, svolge un'importante funzione antidecubito, proteggendo così il paziente da lesioni da pressioni cutanee.

Non tossico.

Latex free.

**Dati tecnici**

**Materiale:**

Materassino: Memory Foam VE 40 viscoelastico

Cinghie in Velcro

Tubolare in tessuto Spunlace

**Dimensioni standard:**

cm 75x50x2,5 H

Certificato CE in base alla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. sui Dispositivi Medici.

CND: Y090699

NUMERO DI REPERTORIO: 1619010/R

**Description**

*Disposable mat for operating room equipped with Velcro bands and Spunlace fabric tubular, ideal for Trendelenburg position. The Velcro bands permit the mat to be fixed to the lateral bars of standard operating tables. The memory foam which constitutes the mat perfectly adapts to the patient's body, thus avoiding slipping. Furthermore, this peculiar material has an important antidecubitus function, protecting the patient from injuries caused by skin pressures in the supporting areas.*

*Non-toxic.*

*Latex free.*

**Technical data**

**Materials:**

*Mat: Memory Foam VE 40 viscoelastic*

*Bands: Velcro*

*Tubular: Spunlace fabric*

**Standard dimensions:**

*cm 75x50x2,5 H*

CE certified according to Directive 93/42 EEC Medical Devices.