

## POSIZIONATORE PRONO



### Destinazione d'uso

Offre una soluzione versatile ed efficiente per il supporto ed il posizionamento del paziente, in posizione prona, durante le procedure mediche.

La sua struttura permette la distribuzione uniforme della pressione anche con pazienti di peso corporeo molto elevato.

Riduce la pressione a livello addominale e migliora la performance durante la ventilazione in posizione prona.

Utilizzato a livello intraoperatorio riduce l'ipertensione addominale dando alcuni vantaggi come migliore ventilazione e riduzione del sanguinamento.

### Caratteristiche tecniche

Realizzato internamente in poliuretano espanso ignifugo (densità 30 kg/m<sup>3</sup>) e rivestito in tessuto SKAY ignifugo. I materiali utilizzati sono tutti di origine italiana. Si consiglia di utilizzare il dispositivo ricoperto con un telino monouso in TNT per garantire una maggiore igiene.

Il foro interno presenta una struttura trapezoidale, con una larghezza alla base di cm 25 e nella zona a contatto con il paziente di cm 36.

Questa particolare caratteristica lo rende più confortevole e sicuro.

### Modalità d'impiego

Sistemare il posizionatore nella parte del corpo interessata.

Dimensioni: 80x50x12 cm

Disponibile in differenti dimensioni su richiesta.

ISO: 04.33.09

CND: Y033399

NUMERO DI REPERTORIO: 1732654/