

MODELLI

**BALANCE F&B\***

ART. NO. S3.11.13.501.0  
con regolazione in altezza  
tramite l'attivazione con il  
piede & freno



**BALANCE F**

ART. NO. S3.10.13.501.0  
con regolazione in  
altezza tramite  
l'attivazione con il  
piede

MODELLI

**BALANCE PLUS F&B\***

ART. NO. S3.11.13.511.0  
con regolazione in altezza  
tramite l'attivazione con il  
piede & freno



**BALANCE PLUS F**

ART. NO. S3.10.13.511.0  
con regolazione in  
altezza tramite  
l'attivazione con il  
piede



\*CON FRENO

**SEDIA CHIRURGICA**

**BALANCE**

**CARATTERISTICHE**

- Regolazione flessibile in altezza da 480 a 680 mm
- Forma della seduta brevettata con angolo di seduta regolabile
- Schienale regolabile con supporto lordosi
- Costruzione di alta qualità con ruote frenanti, ruote antistatiche e girevoli, igienicamente antitraccia
- Attivatori a piede facili da azionare per regolare l'altezza del sedile senza perdita di sterilità Opzionale
- Altezza supplementare della colonna 100 mm (Articolo no. E.001558)

**SEDIA CHIRURGICA**

**BALANCE PLUS**

DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED SINCE 1980 **MADE IN GERMANY**

| NUMEROSE REGOLAZIONI DELLA SEDUTA



| PREVIENE I DOLORI ALLA SCHIENA



| FUNZIONE DI FRENATURA (OPZIONALE)

