

**SEDIA, TAVOLO
PAZIENTE, SEDIA
TRASPORTO**

Il Caddy è il perfetto all-rounder negli ospedali e nelle pratiche chirurgiche! Permette un riposo sicuro e confortevole oltre che trasportare il paziente.



ART. NO. C1.02.13

SEDIA TRASPORTO PAZIENTE

CADDY

DESIGNED, ENGINEERED AND MANUFACTURED SINCE 1980 **MADE IN GERMANY**

CARATTERISTICHE

- Struttura robusta in acciaio inossidabile
- Posizioni corrette del paziente in un singolo prodotto: posizione seduta, posizione sdraiata, posizione della chaise longue, posizione Trendelenburg
- I braccioli vengono automaticamente regolati in posizione sdraiata e possono all'occorrenza essere ripiegati
- Due manici solidi sul bordo superiore dello schienale per manovre e movimenti facili e precisi
- Imbottitura comoda con un design moderno e finitura igienica
- Forma anatomica in legno di faggio imiallacciato caratterizza la superficie del paziente
- Ruote ben progettate, particolarmente facili da montare, con freni e funzione di sterzo

ACCESSORI (OPZIONALI)

- Scomparto documenti (art. No.: Z1.067)
- Ruote sterzanti frontali, decelerazione direzionale (art. No.: C1.02.XX)
- Imbottitura bracciolo, con cerniera a sfere (art. No.: Z1.070)
- Cinturino, silicone (art. No.: Z1.078)
- Leva di posizionamento (art. No.: C1.XX.13)
- Braccioli imbottiti (art. No.: C1.069)
- Guardia laterale, snap-on (art. No.: Z1.077)
- Supporto per infusione (art. No.: Z1.068)
- Tasca in maglia (art. No.: Z1.071)
- Tavolino laterale, può essere spostato e riposto
Piccolo: 305 x 205 mm (Art. No.: Z1.073)
Grande: 550 x 320 mm (Art. No.: Z1.074)

POSIZIONE DI RELAX



CHAISE LONGUE



POSIZIONE SHOCK

